

Anti-Crbn Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q96Sw2

Artikelnummer: CM0006415



Einführung

Kaninchen monoklonaler Anti-CRBN Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Ziel ist Cereblon, ein Substratrezeptor im E3-Ubiquitin-Ligase-Komplex, essentiell für den proteasomalen Abbau. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRBN Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MRT2; MRT2A; CRBN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	51185
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-280 von menschlichem CRBN (NP_057386.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q96SW2
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel