


Anti-Crcp-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - 075575

Artikelnummer: CM0007412



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CRCP (DNA-gerichtete RNA-Polymerase-III-Untereinheit RPC9 / CGRP-Rezeptor-Komponentenprotein). Geeignet für WB und ELISA; kreuzreagiert mit Maus. Ideal für Studien zur Transkription, angeborenen Immunität und CGRP-Signalübertragung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRCP-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	C17; RCP; RCP9; RPC9; POLR3I; POLR3J; CGRPRCP; CGRP-RCP; CRCP
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	27297
GeneID	27297
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-100 des humanen CRCP (NP_001035737.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	075575
Proteingewicht	17 kDa
Versand	Kühlakku