


Anti-Crcp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - O75575

Artikelnummer: CM0027811



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CRCP (CGRP-RCP, POLR3I) für Western Blot, IHC und ELISA. Validiert in menschlichen, murinen und Ratten-Proben. Geeignet für RNA-Polymerase-III- und CGRP-Rezeptor-Studien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRCP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	C17, RCP, RCP9, RPC9, POLR3I, POLR3J, CGRPRCP, CGRP-RCP, CRCP
Spezies	Mensch
Gen-ID	27297
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-115 von menschlichem CRCP (NP_001035737.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75575
Proteingewicht	17kDa
Versand	Eisbeutel