

Anti-Creb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P16220

Artikelnummer: CM0015460



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CREB1, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal für Studien zur Transkriptionsregulation, zirkadianen Rhythmik und Zelldifferenzierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CREB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CREB; CREB-1; CREB1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1385
Gen-ID	1385
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Aminosäuresequenz (1-341) des humanen CREB1 (NP_604391.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P16220
Proteingewicht	35kDa
Versand	Eisbeutel