

Kaninchen-Polyklonaler Anti-Creb1-Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - P16220

Artikelnummer: CM0016579



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CREB1, validiert für WB, IP und ELISA. Geeignet zur Untersuchung der Transkriptionsregulation, zirkadianer Rhythmen und der Zelldifferenzierung. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CREB1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CREB; CREB-1; CREB1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1385
GeneID	1385
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-120 des humanen CREB1 (NP_604391.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16220
Proteingewicht	35 kDa
Versand	Eisbeutel