

## Anti-Creb3 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O43889

Artikelnummer: CM0026118

### Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches CREB3 (LZIP/LUMAN), validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt CREB3 von Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf den ER-Stress-Transkriptionsfaktor ab, der an der UPR, Immunität und viralen Pathogenese beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter            | Wert                                                                                                                           |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname          | CREB3 Rabbit pAb                                                                                                               |
| Bemerkungen / Aliase | LZIP; LUMAN; sLZIP; CREB3                                                                                                      |
| Spezies              | Mensch                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)       | 10488                                                                                                                          |
| GenID                | 10488                                                                                                                          |
| Immunogen            | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-230 des menschlichen CREB3 (NP_006359.3) enthält |
| Quelle               | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie            | Polyclonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung            | WB, IF/ICC, ELISA                                                                                                              |
| Kreuzreaktivität     | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS                | O43889                                                                                                                         |
| Proteinmasse         | 41 kDa                                                                                                                         |
| Versand              | Eisbeutel                                                                                                                      |