

## Anti-Creb3L2 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q70Sy1

Artikelnummer: CM0005660

### Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CREB3L2 (BBF2H7). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Detektiert humanes, murines und ratten CREB3L2 (57 kDa). Geeignet für Forschung zur ER-Stress und Chondrogenese.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CREB3L2 Kaninchen mAb                                                                                                          |
| Bemerkungen/Alias | BBF2H7                                                                                                                         |
| Spezies           | Mensch                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)    | 64764                                                                                                                          |
| GenID             | 64764                                                                                                                          |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-247 des humanen CREB3L2 (NP_001240704.1) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA                                                                                                       |
| Kreuzreaktivität  | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                            |
| SWISS             | Q70SY1                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 57 kDa                                                                                                                         |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |