

Anti-Creb3L2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q70Sy1

Artikelnummer: CM0018293

Einführung

CREB3L2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines CREB3L2, einen 57kDa ER-Stress-responsiven Transkriptionsfaktor, der an der Chondrogenese und der UPR beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CREB3L2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	BBF2H7; CREB3L2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	64764
Gen-ID	64764
Immunogen	Rekombinantes Protein - Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-247 von humanem CREB3L2 (NP_001240704.1) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	Q70SY1
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel