

Anti-Creb5 Kaninchen-Polyclonalkörper Für Wb Und Elisa - Q02930

Artikelnummer: CM0013535

Einführung

CREB5 Kaninchen-Polyclonalkörper validiert für WB und ELISA, geeignet für Proben von Mensch und Ratte. Zielt auf den Transkriptionsfaktor CREB5 ab, der an das cAMP-Antwortelement bindet, um die Genexpression zu regulieren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CREB5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CREB-5; CREBPA; CRE-BPA; CREB5
Spezies	Mensch
GenID (menschlich)	9586
GenID	9586
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 210-380 des menschlichen CREB5 (NP_878902.2) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q02930
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel