

Anti-Crebzf Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Ns37

Artikelnummer: CM0028318

Einführung

CREBZF Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humanes, murines und ratten-CREB/ATF bZIP Transkriptionsfaktor, beteiligt an Transkriptionsregulation und HSV-Suppression. Ideal für Genexpressionsstudien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CREBZF Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	ZF; SMILE; CREBZF
Spezies	Human
GeneID (Human)	58487
GeneID	58487
Immunogen	Rekombinantes Protein
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9NS37
Proteingewicht	37kDa
Versand	Eistüte