


Anti-Creg1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - 075629

Artikelnummer: CM0024502



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches CREG1 gerichtet ist und für Western Blot und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Erkennt ein Protein von ~24 kDa; das Immunogen entspricht den Aminosäuren 110-190. Ideal für die Untersuchung der transkriptionellen Kontrolle und Tumorsuppression.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CREG1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CREG; CREG1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	8804
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 110-190 von menschlichem CREG1 (NP_003842.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075629
Proteingewicht	24kDa
Versand	Eisbeutel