


Anti-Crh-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P06850

Artikelnummer: CM0018425



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen das humane Corticotropin-Releasing-Hormon (CRH), validiert für Western Blot und ELISA.

Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet für die Stress- und neuroendokrine Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	CRH-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CRF; CRH1; CRH
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1392
GeneID	1392
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 25–194 des humanen CRH (NP_000747.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P06850
Proteingewicht	21 kDa
Versand	Kühlakku