

Anti-Crhbp Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P24387

Artikelnummer: CM0025299

Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes CRHBP, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Geeignet für die Untersuchung der CRH/Urocortin-Signalisierung und der Regulation der HPA-Achse.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRHBP Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRFBP; CRF-BP; CRHBP
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1393
GenID	1393
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 25-322 von humanem CRHBP (NP_001873.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P24387
Proteingewicht	36kDa
Versand	Eisbeutel