


Anti-Crhr1 Kaninchen Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P34998

Artikelnummer: CM0028734



Einführung

Anti-CRHR1 Kaninchen polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches, murines und rattiges CRHR1. Ideal für Stressreaktion, neuroendokrine Signalübertragung und GPCR-Forschung. Uniprot: P34998.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRHR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRF1; CRHR; CRF-R; CRFR1; CRF-R1; CRFR-1; CRH-R1; CRHR1L; CRF-R-1; CRH-R-1; CRHR1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1394
GenID	1394
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 24-120 von menschlichem CRHR1 (NP_001138618.1) homolog ist
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P34998
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel