

Anti-Crip2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P52943

Artikelnummer: CM0025469



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen humanes CRIP2 (ESP1), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Human, Maus, Ratte. Ideal zur Untersuchung der Funktion des cysteinreichen Proteins 2 im Herzgewebe und anderen Geweben.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRIP2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRIP; CRP2; ESP1; CRIP2
Spezies	Human
GenID (Human)	1397
GenID	1397
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-208 von humanem CRIP2 (NP_001303.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P52943
Protein-Molekulargewicht	22kDa
Versand	Eisbeutel