


Anti-Crisp2 Polyklonaler Kaninchen-Antikörper Für Wb, Elisa - P16562

Artikelnummer: CM0027535



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CRISP2 (CT36/TPX1). Validiert für WB und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Spermienkapazitation und Reproduktionsbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRISP2 polyklonaler Kaninchen-Antikörper (pAb)
Anmerkungen/Alias	CT36; TPX1; TSP1; GAPDL5; CRISP-2; CRISP2
Spezies	Human
GeneID (Human)	7180
GeneID	7180
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 22-243 des humanen CRISP2 (NP_003287.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P16562
Proteingewicht	27 kDa
Versand	Kühlakku