

Anti-Crispld2 Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9H0B8

Artikelnummer: CM0016112

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CRISPLD2, validiert für Western Blotting (WB) und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Geeignet zur Untersuchung der CRISPLD2-Funktion beim Matrixaufbau und in der Biologie der extrazellulären Matrix.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRISPLD2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LGL1; CRISP11; LCRISP2; CRISPLD2
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	83716
Gen-ID	83716
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine der Aminosäuren 140-430 des humanen CRISPLD2 (NP_113664.1) entsprechende Sequenz enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9H0B8
Proteingewicht	56 kDa
Versand	Kühlakku