


Anti-Crk/Crkii-Polyklonalantikörper Für Wb, Elisa - P46108

Artikelnummer: CM0024625



Einführung

CamelBio bietet einen Anti-CRK/CRKII-Kaninchen-Polyklonalantikörper für Western-Blot- und ELISA-Anwendungen an. Er detektiert humanes und murines CRK und eignet sich zur Untersuchung der Signalübertragung bei Zelladhäsion, Migration und Phagozytose. SWISS: P46108.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRK/CRKII Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	p38; CRKII; CRK/CRKII
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1398
Gen-ID	1398
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-304 von humanem CRK/CRKII (NP_058431.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P46108
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel