


Anti-Crk/Crkii Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46108

Artikelnummer: CM0009921



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes CRK/CRKII (p38) für Western Blot und ELISA. Validiert in Proben von Mensch und Maus. Ideal für Forschung zu Zelladhäsion, Migration und Phagozytose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRK/CRKII Kaninchen mAk
Bemerkungen/Alias	p38; CRKII; CRK/CRKII
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1398
GeneID	1398
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CRK/CRKII (P46108) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46108
Proteingewicht	34 kDa
Versand	Eisbeutel