

Anti-Crkl (Phospho-Tyr207) Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46109

Artikelnummer: CM0001054



Einführung

Phospho-CRKL-Y207 Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper aus Kaninchen, der gegen phosphoryliertes CRKL (Tyr207) menschlichen Ursprungs gerichtet ist. Er ist für WB und ELISA validiert und zeigt Kreuzreaktivität mit Maus. Ideal für Studien zur intrazellulären Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Phospho-CRKL-Y207 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CRKL; Phospho-CRKL-Y207
Spezies	Mensch
GenID	1399
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches phosphoryliertes Peptid um Y207 des menschlichen CRKL (NP_005198.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Phosphorylierte Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	P46109
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel