

Anti-Crkl Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46109

Artikelnummer: CM0014892



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CRKL, validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit humanem und murinem CRKL. Geeignet für die Signaltransduktionsforschung und die Entwicklung diagnostischer Assays.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Beschreibung
Produktname	CRKL Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRKL
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1399
GeneID	1399
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P46109
Proteinmasse	34 kDa
Versand	Eisbeutel