

Anti-Crkl-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P46109

Artikelnummer: CM0017464



Einführung

Polyklonaler CRKL-Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt das Crk-ähnliche Protein (34 kDa) in humanen, Maus- und Rattenproben. Geeignet für die Erforschung der Signaltransduktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRKL-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CRKL
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1399
GeneID	1399
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 1-303 des humanen CRKL (NP_005198.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P46109
Proteinmolekulargewicht	34 kDa
Versand	Kühlakku