

Anti-Crlf2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Hc73

Artikelnummer: CM0015014



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CRLF2 (TSLP-Rezeptor), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit humanen, murinen und Ratten-Proben. Geeignet für Studien des hämatopoetischen Systems und der Zytokin-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRLF2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRL2; TSLPR; CRLF2Y; CRLF2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	64109
Gen-ID	64109
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 23-231 von humanem CRLF2 (NP_071431.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HC73
Proteingewicht	42kDa
Versand	Eisbeutel