

Anti-Crls1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uja2

Artikelnummer: CM0015019

Einführung

CRLS1 Kaninchen-pAb, validiert für WB und ELISA gegen menschliche Cardiolipin-Synthase, ein Enzym der inneren mitochondrialen Membran, das für die Cardiolipin-Synthese entscheidend ist. Rekombinantes Immunogen, ideal für mitochondriale Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRLS1 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	CLS; CLS1; GCD10; COSPD57; C20orf155; dj967N21.6; CRLS1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54675
Gen-ID	54675
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-110 von menschlichem CRLS1 (NP_061968.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9UJA2
Proteingewicht	33kDa
Versand	Eisbeutel