

Anti-Crm1/Xpo1 Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O14980

Artikelnummer: CM0003339



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CRM1/XPO1 (Exportin-1). Geeignet für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Untersuchung von Kernexport und Wirt-Virus-Interaktionen. Hochwertiges IVD-Ausgangsmaterial.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRM1/XPO1 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	emb; CRM1; exp1; CRM-1; Exportin 1; CRM1/XPO1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	7514
Gen-ID	7514
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 972-1071 von humanem CRM1/XPO1 (O14980) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	O14980
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel