

Anti-Crm1/Xpo1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - O14980

Artikelnummer: CM0016232



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Exportin-1 (CRM1/XPO1) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität zu Maus. Geeignet für die Forschung zum nukleären Export und zu Wirt-Virus-Interaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CRM1/XPO1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	emb; CRM1; exp1; CRM-1; CRM1/XPO1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	7514
Gen-ID	7514
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	O14980
Proteingewicht	123kDa
Versand	Eisbeutel