


Anti-Crmp1 Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q14194

Artikelnummer: CM0004780



Einführung

Monoklonaler Antikörper aus Kaninchen gegen humanes CRMP1 (DRP1, CRMP-1), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte; vorausgesagtes Molekulargewicht ~62 kDa. Ideal für Forschung zur Axonführung und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRMP1 Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	DRP1; DRP-1; CRMP-1; DPYSL1; ULIP-3; CRMP1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1400
GenID	1400
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 450-550 von humanem CRMP1 (Q14194) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q14194
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eispackung