


Anti-Crmp1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q14194

Artikelnummer: CM0019045



Einführung

CRMP1 Kaninchen-Polyklonales Antikörper validiert für WB, IF/ICC, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Zielt auf das 62 kDa große Dihydropyrimidinase-verwandte Protein 1 ab, das an Axonlenkung und Cytoskelett-Umgestaltung beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRMP1 Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	DRP1, DRP-1, CRMP-1, DPYSL1, ULIP-3, CRMP1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1400
Gen-ID	1400
Immunogen	Rekombinantes Protein; Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 460-540 des menschlichen CRMP1 (NP_001304.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14194
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel