


Monoklonaler Anti-Crmp2/Dpysl2-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q16555

Artikelnummer: CM0012200



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches CRMP2/DPYSL2 (UniProt Q16555). Validiert für WB, IF-P und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Geeignet für Studien zu neuronaler Entwicklung, Axonleitung und Zytoskelett.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-valdiert] CRMP2/DPYSL2 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1808
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 473-572 von menschlichem CRMP2/DPYSL2 (Q16555) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16555
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel