


Anti-Crmp2/Dpysl2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16555

Artikelnummer: CM0018289



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CRMP2/DPYSL2, validiert für WB, IHC-P und ELISA in humanen, murinen und Rattenproben. Geeignet für die Untersuchung der neuronalen Entwicklung, Axonführung und CRMP2-Funktion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	[KO-validiert] CRMP2/DPYSL2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DRP2; N2A3; CRMP2; DRP-2; ULIP2; CRMP-2; DHPRP2; ULIP-2; L2
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1808
Gen-ID	1808
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 von humanem CRMP2/DPYSL2 entspricht (NP_001377.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q16555
Proteingewicht	62kDa
Versand	Eisbeutel