


Anti-Crmp3/Dpysl4 Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - O14531

Artikelnummer: CM0003414



Einführung

Rekombinanter monoklonaler Kaninchen-Anti-CRMP3/DPYSL4-Antikörper, validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt humane und Ratten-Spezies. Ideal für die Untersuchung von Axonführung, neuronalem Wachstumskegelkollaps und Zellmigration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRMP3/DPYSL4 Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	CRMP3; DRP-4; ULIP4; CRMP3/DPYSL4
Spezies	Human
GeneID (Human)	10570
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CRMP3/DPYSL4 (O14531) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	O14531
Proteingewicht	62 kDa
Versand	Eisbeutel