


Anti-Crmp5/Dpysl5-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Bpu6

Artikelnummer: CM0010991



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen CRMP5/DPYSL5 (Dihydropyrimidinase-verwandtes Protein 5), validiert für WB, IHC-P und ELISA in Proben von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Studien zur Regulation des Dendritenwachstums.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRMP5/DPYSL5-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	CV2; CRAM; CRMP5; RTSC4; Ulip6; CRMP-5; CRMP5/DPYSL5
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	56896
GeneID	56896
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 465-564 des menschlichen CRMP5/DPYSL5 (Q9BPU6) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9BPU6
Proteingewicht	61 kDa
Versand	Kühlakku