

Anti-Crnn Kaninchen-Polyclonale Antikörper (Wb, Elisa) - Q9Ubg3

Artikelnummer: CM0030065

Einführung

CRNN Kaninchen-Polyclonale Antikörper validiert für Western Blot und ELISA; reagiert mit menschlichem und murinem Cornulin. Ideal für die Untersuchung von Zellproliferation und Biologie des Plattenepithels. - Q9UBG3

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRNN Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	DRC1; PDRC1; SEP53; C1orf10; CRNN
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	49860
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 396-495 des menschlichen CRNN (NP_057274.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9UBG3
Proteingewicht	54 kDa
Versand	Eisbeutel