

Anti-Crot Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ip, Elisa - Q9Ukg9

Artikelnummer: CM0027774

Einführung

Anti-CROT Kaninchen-Polyklonaler Antikörper validiert für WB, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte. Erkennt die peroxisomale Carnitin O-Octanoyltransferase (70 kDa), ein Schlüsselenzym in der Beta-Oxidation von Fettsäuren.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CROT Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	COT; CROT
Spezies	Human
GeneID (Human)	54677
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-87 des humanen CROT (NP_001230674.1) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IP, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q9UKG9
Protein-Gewicht	70kDa
Versand	Eistüte