


Anti-Crtc1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q6Uuv9

Artikelnummer: CM0014375



Einführung

Anti-CRTC1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für WB und ELISA. Erkennt menschliches CRTC1 und kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu CREB-Signalgebung, L-LTP und zirkadianer Uhr.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRTC1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	MAML2; MECT1; Mam-2; TORC1; TORC-1; WAMTP1; CRTC1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	23373
Gen-ID	23373
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-200 von menschlichem CRTC1 (NP_056136.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q6UUV9
Proteingewicht	67kDa
Versand	Eisbeutel