

Anti-Crtc2-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q53Et0

Artikelnummer: CM0014401



Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CRTC2 (TORC2), validiert für Western Blot und ELISA. Erkennt eine Bande bei 73 kDa; geeignet für die Forschung zu CREB-Signalen, Glukoneogenese und Stoffwechselregulation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CRTC2-Kaninchen-pAb
Bezeichnungen/Alias	TORC2; TORC-2; CRTC2
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	200186
GeneID	200186
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das die Aminosäuren 16-126 des humanen CRTC2 (NP_859066.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q53ET0
Proteingewicht	73 kDa
Versand	Kühlakku