

Anti-Crx Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - O43186

Artikelnummer: CM0024761



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen das menschliche Cone-rod Homeobox-Protein (CRX). Validiert für Western Blot, Immunfluoreszenz (Paraffin) und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus. Ideal für die Forschung zur Genregulation von Photorezeptoren und Netzhautentwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRX Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRD; LCA7; OTX3; CORD2; CRX
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1406
Gen-ID	1406
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 100-200 von menschlichem CRX (NP_000545.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus
SWISS	O43186
Proteingewicht	32kDa
Versand	Eisbeutel