

Anti-Cry1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q16526

Artikelnummer: CM0013192

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CRY1 (Cryptochrome-1), validiert für WB, IHC-P, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Untersuchungen des zirkadianen Rhythmus. 66kDa, auf Eis versendet.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRY1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	DSPD; PHLL1; CRY1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1407
GenID	1407
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 496-586 von humanem CRY1 (NP_004066.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16526
Proteingewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel