

Anti-Cry2 Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q49An0

Artikelnummer: CM0029115

Einführung

Hochwertiger Kaninchen-Polyclonaler Antikörper gegen humanes CRY2, einen zentralen Repressor der zirkadianen Uhr. Validiert für WB und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu zirkadianen Rhythmen und Stoffwechsel. Erwartete Bande bei 67 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRY2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	HCRY2, PHLL2, CRY2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1408
GenID	1408
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 200-300 des menschlichen CRY2 (NP_066940.3) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q49AN0
Proteinmasse	67kDa
Versand	Eisbeutel