

Anti-Cry2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q49An0

Artikelnummer: CM0015185

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes CRY2 (67 kDa) gerichtet ist, validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Erkennt humanes und Ratten-CRY2. Geeignet für Forschung zur zirkadianen Uhr, Transkriptionsregulation und Stoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRY2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	HCRY2; PHLL2; CRY2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1408
GenID	1408
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 455-614 von humanem CRY2 (NP_066940.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Ratte
SWISS	Q49AN0
Proteingewicht	67 kDa
Versand	Eisbeutel