


## Anti-Cryaa Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P02489

Artikelnummer: CM0010680



### Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen menschliches CRYAA (Alpha-Crystallin A-Kette/HspB4). Validiert für WB, IF-P und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Linsenbiologie und Chaperonfunktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                        |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | CRYAA Kaninchen mAb                                                                                         |
| Bemerkungen/Alias | CRYA1; HSPB4; CTRCT9                                                                                        |
| Spezies           | Mensch                                                                                                      |
| GenID (Mensch)    | 1409                                                                                                        |
| GenID             | 1409                                                                                                        |
| Immunogen         | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 6-95 von menschlichem CRYAA (P02489) enthält |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                   |
| Kategorie         | Monoklonale Antikörper                                                                                      |
| Anwendung         | WB, IF-P, ELISA                                                                                             |
| Kreuzreaktivität  | Maus, Ratte                                                                                                 |
| SWISS             | P02489                                                                                                      |
| Proteingewicht    | 20 kDa                                                                                                      |
| Versand           | Eispackung                                                                                                  |