


Anti-Cryab-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P02511

Artikelnummer: CM0018068



Einführung

Anti-CRYAB-polyklonaler Antikörper (Kaninchen), validiert für WB und ELISA, reagiert mit humanem, murinem und Ratten-CRYAB. Ideal für die Forschung zur Kristallinbiologie und zu Stressreaktionen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRYAB-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	MF2; CRYA2; CTP2; HSPB5; CMD11; CTRCT16; HEL-S-101; CRYAB
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	1410
GeneID	1410
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 1-175 des humanen CRYAB (NP_001876.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02511
Proteingewicht	20 kDa
Versand	Kühlakku