


Anti-Cryab Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02511

Artikelnummer: CM0004790



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes CRYAB (Alpha-Crystallin B-Kette), validiert für IHC-P, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Ratte. Ideal für die Untersuchung der Chaperonaktivität und Linsenbiologie in Forschung und IVD-Entwicklung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRYAB Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	MFM2, CRYA2, CTPP2, HSPB5, CMD1III, CTRCT16, HEL-S-101, CRYAB
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1410
GenID	1410
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 76-175 von humanem CRYAB (P02511) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Ratte
SWISS	P02511
Proteinmasse	20kDa
Versand	Eisbeutel