

Anti-Crybb1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P53674

Artikelnummer: CM0025149



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CRYBB1 (Beta-Crystallin B1), validiert für WB und ELISA. Geeignet für Studien von Linsenproteinen und Analysen von Katarakt-Erkrankungsvarianten. Zeigt Kreuzreaktivität mit Maus.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRYBB1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CATCN3; CTRCT17; CRYBB1
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	1414
Gen-ID	1414
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-252 von humanem CRYBB1 enthält (NP_001878.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P53674
Protein-Gewicht	28kDa
Versand	Eisbeutel