


Anti-Crybb2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P43320

Artikelnummer: CM0026541



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, der gegen Beta-Crystallin B2 (CRYBB2) gerichtet ist. Validiert für Western Blot und ELISA-Anwendungen; detektiert endogenes CRYBB2 in menschlichen, murinen und Rattenproben. Molekulargewicht ~23 kDa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRYBB2 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCA2, CRYB2, CRYB2A, CTRCT3, D22S665, CRYBB2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1415
GenID	1415
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-205 von menschlichem CRYBB2 (NP_000487.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P43320
Proteingewicht	23kDa
Versand	Eisbeutel