

Anti-Crygc-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - P07315

Artikelnummer: CM0030317



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches Gamma-Crystallin C (CRYGC) gerichtet ist. Validiert für Western Blot, IF/ICC und ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Nützlich für die Erforschung von Augenlinsenproteinen und Katarakten.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRYGC Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CCL; CRYG3; CTRCT2; CRYGC
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1420
GenID	1420
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P07315
Proteinmolekulargewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel