


Anti-Crygs Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P22914

Artikelnummer: CM0026749



Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CRYGS (Gamma-Crystallin S). Geeignet für WB- und ELISA-Anwendungen, mit nachgewiesener Kreuzreaktivität in humanen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Linsenprotein- und Kataraktforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRYGS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CRYG8; CTRCT20; CRYGS
Spezies	Human
GeneID (Human)	1427
GeneID	1427
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-178 von humanem CRYGS (NP_060011.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P22914
Protein-Gewicht	21kDa
Versand	Eisbeutel