

Anti-Crym-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q14894

Artikelnummer: CM0030903



Einführung

Kaninch polyclonaler Antikörper, der gegen CRYM (Ketimin-Reduktase Mu-Crystallin) gerichtet ist und für WB und ELISA validiert wurde. Reagiert mit menschlichen, murinen und Rattenproben. Geeignet für Stoffwechsel- und Taubheitsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CRYM Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	THBP; DFNA40; CRYM
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1428
GenID	1428
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-314 von menschlichem CRYM (NP_001879.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q14894
Proteingewicht	34kDa
Versand	Eisbeutel