

Anti-Cryz Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q08257

Artikelnummer: CM0018014



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Antikörper vom Kaninchen gegen humanes CRYZ (Zeta-Crystallin/NADPH:Chinon-Reduktase). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur mRNA-Stabilität, Chinon-Entgiftung und oxidativem Stress.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	CRYZ Rabbit pAb
Bemerkungen/Alias	CRYZ
Spezies	Human
GeneID (Human)	1429
GeneID	1429
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-329 von humanem CRYZ enthält (NP_001123514.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	Q08257
Protein-Gewicht	35kDa
Versand	Eistasche