

Anti-Cs-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 075390

Artikelnummer: CM0025551



Einführung

Kaninchen-Polyklonaler Antikörper gegen menschliches CS (Citrat-Synthase, mitochondrial). Validiert für WB, IF/ICC, ELISA mit Kreuzreaktivität zu Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung des Krebs-Zyklus und des mitochondrialen Stoffwechsels.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CS Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CS
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1431
Gen-ID	1431
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 167-466 von menschlichem CS (NP_004068.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	075390
Proteingewicht	52kDa
Versand	Eisbeutel